

# Verwendung des Roger™ Pass-around Handmikrofons im Klassenzimmer

Reference Sheet

roger



Das Roger Pass-around ist ein Handmikrofon, das für den Einsatz in Gruppendiskussionen entwickelt wurde, sodass nicht nur die Lehrkraft, sondern auch die Mitschüler klar und deutlich hörbar sind. Das Roger Pass-around kann einfach weitergereicht oder auf dem Tischstativ vor einem oder zwei Schülern aufgestellt werden.

## Funktionsweise

### Allgemeine Funktionsweise

- Zum Einschalten drücken Sie 3 Sekunden die Ein-/Aus-Taste, die sich seitlich am Roger Pass-around befindet. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, blinkt die Statusanzeige grün.
- Zum Ausschalten drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang. Die Statusanzeige blinkt grün, bis das Gerät vollständig ausgeschaltet ist.
- Beim Laden mit dem USB-Kabel oder im Roger Charging Rack, blinkt die Statusanzeige grün; sobald der Akku voll geladen ist, leuchtet sie konstant grün.



### Vor dem ersten Gebrauch

- Schalten Sie das Roger Pass-around ein.
- Halten Sie das Roger Touchscreen Mic in die Nähe des Roger Pass-around (max. 10 cm Abstand) und tippen Sie auf das **Connect**-Symbol auf dem Touchscreen Mic.

### Tägliche Verwendung

Das Roger Pass-around funktioniert vollautomatisch und kann sofort verwendet werden, sobald es verbunden ist. Das Kind muss lediglich in das Mikrofon sprechen, um gehört zu werden.

- **Als Handmikrofon:** Der Sprecher muss das Mikrofon nahe am Mund halten, während er spricht. Die Statusanzeige leuchtet grün, solange in das Mikrofon gesprochen wird.
- **Im Tischstativ:** Das Roger Pass-around kann in das stabile und gleichzeitig sehr leichte Tischstativ gestellt werden. Stellen Sie es auf dem Tisch vor dem Sprecher auf.
- Wenn das Roger Pass-around auf den Tisch gelegt wird, schaltet es sich automatisch stumm (Statusanzeige blinkt rot), um die Übertragung von Lärm zu vermeiden.

## Optionale Funktion

### Push-to-Talk

Bei dieser Funktion muss das Mikrofon manuell via Knopfdruck betätigt werden, um zu sprechen.

- **Als Handmikrofon:** Der Sprecher muss die große Mikrofontaste am Pass-around drücken und halten. Die Statusanzeige leuchtet grün, solange das Mikrofon eine Stimme überträgt. Die Statusanzeigen aller übrigen Roger Pass-around Handmikrofone leuchten orange, wodurch angezeigt wird, dass sie im Standby-Modus sind.
- **Im Tischstativ:** Der Nutzer muss kurz die große Mikrofontaste am Roger Pass-around drücken. Die Statusanzeige leuchtet grün, solange das Mikrofon benutzt wird. Erneutes drücken der Taste beendet die Übertragung des Mikrofons.